

# Kemio 二氧化氯 & 餘氯分析儀



- 數據具可追溯性(Traceable)，可設定不同地點使用者、標籤分類，透過掃描二維條碼增加樣品訊息到檢測報告中
- 檢測結果設定上下限範圍自動警示
- 不受水樣本底色度、濁度影響，無需使用化學藥劑
- 防護等級 IP67，獲美國EPA方法認證
- 可通過校正晶片快速對儀器進行濃度校正

**應用市場：** 食品廠生鮮蔬果清洗、肉類加工、水廠、藥廠、醫院、汙水處理或透析用水

原 理	計時安培法
測量範圍	0.02 – 50 mg/L 二氧化氯 0.02 – 50 mg/L 亞氯酸鹽 0.02– 25 mg/L 餘氯 1 - 500 mg/L 總氯 5–2000 mg/L 過氧乙酸(PAA)
可設定選項	日期/時間設定、單位、稀釋比、樣品訊息等
顯 示	高清晰LCD螢幕
操作方式	觸控螢幕操作，二維條碼掃描
數據輸出	透過USB儲存資料，主機可儲存10000組檢測結果
電 源	2300mAh NiMH充電電池 USB連接線供電
尺 寸	156X180X95 mm



掃描條碼



插入晶片



樣品杯加入



自動關閉上蓋

雲陽科技有限公司 網址: <http://www.labguide.com.tw> 電話: 02-2940-6162

云洋光电(深圳)有限公司 網址: [www.labguide.com.cn](http://www.labguide.com.cn) 电话: 0755-27750787