


TRF 2010

穿透率/反射/膜厚 多功能光譜儀

TRF2010 為針對光電、生技產業，開發新材料的多功能品管系統，本系統可依照客戶需求，提供訂製品管軟體。主要應用包括：背投影電視面板、LCD 液晶電視面板、TFT-LCD 面板、觸控面板、PDA 面板、相機光學鏡片、導電玻璃、晶圓片、投影機濾片、顯微鏡鏡頭、生物晶片等領域，本機可一機十用，功能有：穿透率/反射率/膜厚/NIST 絕對光功率/CIE 色度/螢光/HPLC 三度空間/各種類自動化光譜儀等功能。





雲陽科技有限公司
Labguide Co., Ltd.

台北縣中和市華新街 232 巷 37 號 3F

Telephone : (02)2940-6162 Fax : (02) 2948-2685

E-mail : Labguide@seed.net.tw、[Http://www.labguide.com.tw](http://www.labguide.com.tw)

多角度旋轉台



規格：

Spectrometer	2048 CCD array spectrometer
	Spectral range 200-850nm or custom spectral range
Software Measurement Functions	Transmission、Absorbance、Reflection、Fluorescence、CIE Color、Irradiance Thin Film System with database written by C language
Light source	halogen light source
Fiber optics	Reflection probe UV/VIS, 2m, SMA
Accessories	Si-SiO ₂ wafer calibrated by Ellipsometer、Stage to hold reflection probe



雲陽科技有限公司
Labguide Co., Ltd.

台北縣中和市華新街 232 巷 37 號 3F

Telephone : (02)2940-6162 Fax : (02) 2948-2685

E-mail : Labguide@seed.net.tw、[Http://www.labguide.com.tw](http://www.labguide.com.tw)