


面板廠 光阻劑 清洗線上監測與其他應用 HPLC 200-1050nm CCD Array多波長偵測器



CuSO4 Concentration:
1.5027E7 ppm
Single Update Continuous Update
Measurement Setup...

工廠長期監測，透過一個偵測器建立參考值，計算燈源壽命，防止訊號飄移，維持生產穩定性。

200-1050nm CCD Array多波長偵測器，可搭配**HPLC**，非單一波長，任何舊產品皆可擴充！

可依據樣品需求應用調整，線上監測各式**煙道空氣**、**環境污染氣體**、**強酸**、**強鹼溶液**，協助建立工廠各種氣體、液體監控，當偵測數據異常時可及時反應，自動化ON/OFF控制。

也可串聯光電倍增管(PMT)、電化學偵測器、HPLC、MPLC、Flow Cells等，一條龍監測(偵測濃度可達ppb)



面板廠光阻劑清洗
工業線上監測

Ocean ST光譜儀搭配**FIA Flow cell**，全年24小時持續監測線上產品光阻劑濃度，保障產品品質。



**Fluorescence
Flow Cells**



**Flow Cells
與USB2000+連接圖**



LSM系列LED光源
265~880nm共10種波長

Labguide Co., Ltd. (Taiwan)
E-mail : terry@seed.net.tw
Tel. : +886-2-29406162
Add. : 3F., No.37, Ln. 232, Huaxin St., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
<http://www.labguide.com.tw>

Labguide Co., Ltd. (Shenzhen)
E-mail : admin@labguide.com.cn
Tel. : +86-075527750787
Add. : C603, Baohe Building, No.98 of Baonong North
Alley, Bao'an District, Shenzhen, China
<http://www.labguide.com.cn>